


Nr. Inreg. 2/207/06.04.2021

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA



• Bulvardul Liviu Rebreanu, Nr. 156 Timișoara, jud. Timiș, Cod Postal 300723
• Cod fiscal 4663448 • Telefon +4 0356 433111 • Fax +4 0256 486956
• e-mail: județean@hospitn.ro • www.hospitn.ro



ANEXA 2

SPECIFICATIILE TEHNICE

Nr. lot	Denumire produs	U/M	Specificatii tehnice	Cantitate necesara
1.	Ultraview Universal DAB Detection Kit	Kit 1 x 250 teste	<p>Kitul de dezvoltare ultraView Universal DAB este un sistem indirect, biotin-free, pentru detectia anticorpilor primari de soarece IgG, soarece IgM si de iepure. Kitul este destinat identificarii tinte prin imunohistochimie in sectiuni de tesut fixate in parafina sau tesuturi inghetate, colorate pe instrumentele BenchMark, BenchMark XT si BenchMark ULTRA.</p> <p>Certificat IVD si marcat CE.</p> <p>Principiul procedurii:</p> <p>Kitul de dezvoltare ultraView Universal DAB detecteaza anticorpii primari de soarece si iepure legati de un antigen, in sectiunile de tesut incluse in parafina. Anticorpus specific este localizat cu un cocktail de anticorpi secundari marcati enzimatic. Complexul este apoi vizualizat cu substrat de peroxid de hidrogen si cromogen 3, 3'-diaminobenzidin tetrahidroclorid (DAB), care genereaza un precipitat maro usor de citit la microscopul optic.</p>	1x Kit x 250 teste
2.	EZ Prep (10x)	Flacon 2Lx520 teste	<p>Solutia concentrata EZ Prep (10X) este utilizata pentru indepartarea parafinei din probele de tesut, in timpul tehnicilor imunohistochimie sau hibridizare in situ, si pentru a dilua reactivul Ventana 2X SSC, in timpul spalarilor stringente incluse in tehnica de de hibridizare in situ. Produsul este destinat utilizarii pe instrumentele automate de imunocolorare Ventana BenchMark.</p> <p>Cerificat IVD si marcat CE.</p>	1xFlacon 2Lx520 teste
3.	LCS (Predilue)	Flacon 2Lx60 teste	<p>LCS (Prediluat) produs al Ventana Medical Systems, cunoscut si sub denumirea de LCS sau Liquid Coverslip (High Temperature) este o solutie prediluata utilizata ca si</p>	3xFlacon 2Lx60 teste

			bariera intre reactivi si aer. Aceasta bariera previne evaporarea, oferind un mediu acvatic stabil pentru reactiile imunohistochimice sau de hibridizare in situ realizate pe instrumentele automate Ventana de colorare a lamelor. Aceasta solutie de sistem este destinata utilizarii IVD		
4.	Reaction Buffer Concentrate (10x)	Flacon 2Lx245 teste	Reaction Buffer Concentrate (10x) al Ventana Medical Systems este o solutie tampon (pH 7.6 ± 0.2) utilizata pentru clatirea lamelor intre pasii de colorare si are rolul de a asigura un mediu acvatic stabil pentru reactiile imunohistochimice sau de hibridizare in situ desfasurate la bordul sistemelor automate BenchMark de colorare a lamelor. Aceasta solutie de sistem este destinata utilizarii IVD.	2xFlacon 2Lx245 teste	
5.	Cell Conditioning Solution 1	Flacon 2Lx290 teste	Solutia de conditionare celulara prediluata, folosita ca etapa de pretratament in procesarea probelor tisulare pentru reactiile IHC si ISH desfasurate pe automatele de imunocolorare Ventana BenchMark Certificat IVD si marcat CE..	1xFlacon 2Lx290 teste	
6.	Hematoxylin II	Kit 1 x 250 teste	Solutie de hematoxilina Mayer modificata (≤60%), in concentratie gata de lucru, in dozator de reactivi (25ml), recomandata colorarii nucleului celular in sectiuni tisulare (tesut in parafina, tesut in formol, tesut inghetat) si preparate citologice. Trusa sa prezinte indicatii de control al calitatii cu control pozitiv, control negativ si control de reactie. Certificat IVD si marcat CE. Impachetare: max 250 teste/kit	1x Kit x 250 teste	
7.	Bluing Reagent	Kit 1 x 250 teste	Bluing reagent este o solutie gata de lucru utilizata dupa colorarea cu Hematoxylin II cu scopul de a modifica nuanta culorii hematoxilinei din mov, in albastru. Certificat IVD si marcat CE.	1x Kit x 250 teste	
8.	PATHWAY ANTI-HER-2/NEU 45B	Kit 1 x 50 teste	Anticorp primar monoclonal de iepure anti HER-2/neu uman, clona 4B5, prediluat, contine aprox 30 µg de anticorp monoclonal de iepure anti c-erbB2 uman, volum max 5 ml, gata de lucru, avand o concentratie a anticorpului specific de aproximativ 6 µg/ml. Anticorpul primar anti HER-2/neu uman este indicat pentru detectia semicantitativa a receptorului HER2 uman in sectiuni de	2xKit 1 x 50 teste	

			<p>testut neoplazic mamar, incluse la parafina. Sa poata fi utilizat pentru selectarea pacientilor cu cancer mamar, care pot beneficia de tratament cu Herceptin. Prospectul anticorpului sa prezinte indicatii legate de controlul calitatii, cu control pozitiv, control negativ si control de reactie.</p> <p>Certificat IVD, marcat CE, aprobat FDA</p> <p>Impachetare: max 50 teste/kit</p> <p>Forma de prezentare: dozator.</p>		
9.	Estrogen Receptor SP1	Kit 1 x 50 teste	<p>Anticorp primar monoclonal de iepure anti estrogen uman clona SP1, prediluat, sa contina intr-un volum de 5 ml aproximativ 5 µg anticorp monoclonal de iepure. Este indicat pentru identificarea calitativa a antigenului asociat in sectiunile de tesut incluse la parafina. Prospectul anticorpului sa prezinte indicatii legate de interpretarea coloratiei si de controlul calitatii: control pozitiv, control negativ si control de reactie.</p> <p>Certificat IVD si marcat CE.</p> <p>Impachetare: max 50 teste/kit.</p> <p>Forma de prezentare: dozator</p>	2xKit 1 x 50 teste	
10.	Progesteron Receptor 1E2	Kit 1 x 50 teste	<p>Anticorp primar monoclonal de iepure anti progesteron uman, clona 1E2, prediluat, contine intr-un volum de 5 ml aproximativ 5 µg anticorp monoclonal de iepure, volum max 5 ml, gata de lucru. Este indicat pentru identificarea calitativa a antigenului asociat in sectiunile de tesut incluse la parafina. Prospectul anticorpului prezinta indicatii legate de interpretarea coloratiei si de controlul calitatii: control pozitiv, control negativ si control de reactie.</p> <p>Certificat IVD si marcat CE.</p> <p>Impachetare: max 50 teste/kit.</p> <p>Forma de prezentare: dozator</p>	2xKit 1 x 50 teste	
11.	ANTI Ki-67	Kit 1 x 50	<p>Anticorp primar monoclonal de iepure anti Ki-67 uman, clona 30-9, prediluat, concentratie aprox 2 µg/ ml, volum</p>	2xKit 1 x 50	

	30-9	teste	<p>max 5 ml, gata de lucru. Este indicat pentru identificarea celulelor in faza de proliferare prin colorarea antigenului asociat (regiunea C terminala a antigenului Ki-67) in sectiunile de tesut incluse la parafina, dupa colorare prin imunohistochimie.</p> <p>Prospectul anticorpului sa prezinte indicatii legate de controlul calitatii, cu control pozitiv, control negativ si control de reactie.</p> <p>Certificat IVD si marcat CE.</p> <p>Impachetare: max 50 teste/kit.</p> <p>Forma de prezentare: dozator</p>	teste	
12.	Barcode Labels	Kit 1x 540 bucati	Etichete cu coduri de bare cu proprietati de rezistenta la expunerea la lichide, adaptabile imprimantei E-bar sau echivalent. Impachetare: Kit max. 540 teste.	1x Kit 540 etichete	

Întocmit: As.Argatu Maria

Confirm necesitatea (șef secție/compartiment/serviciu/birou)