


SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA



• Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 156 Timișoara, juđ. Timiș, Cod Postal 300723  
 • Cod fiscal 4665148 • Telefon +4 0356 433111 • Fax +4 0256 486256  
 • e-mail: judetean@hospital.ro • www.hospital.ro



Nr. 45606/05.08.2024

Caiet de sarcini pentru achiziție de produse

Nr. LOT	Denumire produs	Cantitate maxima/ 3luni	Specificatii tehnice
1	TUB DREN TIP REDON  LOT 42	500 BUC	<p>Tub de drenaj tip Redon</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Tub de drenaj din PVC                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- prezinta linii radioopace;</li> <li>- diametru 5,4 mm/ Ch 12,14,16</li> <li>- perforatii pe o portiune de 15cm;</li> <li>- gradatii negre pentru controlul insertiei;</li> <li>- lungime 50 cm;</li> </ul> </li> <li>Sterilizare EO;</li> <li>Ambalare si etichetare conform EU-MDD (EU Medical Device Directive)                              (numele produsului, descriere, cod, valabilitate, lot, mod de sterilizare, dimensiuni, adresa producator etc) 100 buc. per cutie;</li> </ol>
2	Dispozitiv de sutura mecanica chirurgia pentru anastomoza circulara  LOT 43	300 buc	<p>Instrument sutura mecanica ce realizeaza o anastomoza circulara prin plasarea a doua randuri concentrice de agrafe din titan si sectioneaza in interior.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-instrument de unica folosinta cu tija curba si cap rebatabil in raport cu axul pensei</li> <li>pentru extragere usoara si atraumatica</li> <li>-maner cu piedica pentru evitarea tragerii accidentale</li> <li>-maner cu fereastră indicatoare de tragere si pictograme instructiuni de inchidere/deschidere – directie si numar de rotiri</li> <li>-tija conectoare nicovala stapler – de acelasi diametru pentru alunecare usoara,</li> <li>cu indicator de deschidere si bont pentru plasarea bursei la baza nicovalei</li> <li>-nicovala cu profil redus si orificii de eliberare a presiunii la inchidere</li> <li>-feedback auditiv al tragerii</li> </ul> <p>Diametru exterior 24 mm cu inaltime agrafe deschise 4,5 mm si 1,8 mm inchise.</p>


SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA



• Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 156 Timișoara, jud. Timiș, Cod Postal 300723  
 • Cod fiscal 4663448 • Telefon +4 0256 433111 • Fax +4 0256 486956  
 • e-mail: judetean@hospita.ro • www.hospita.ro




			<p>numar capse 18                  Diametru exterior 26 mm cu inaltime agrafe deschise 4,8 mm si 2 mm inchise,                  numar capse 20                  Diametru exterior 29 mm cu inaltime agrafe deschise 4,8 mm si 2 mm inchise,                  numar capse 24                  Diametru exterior 32 mm cu inaltime agrafe deschise 5 mm si 2,2 mm inchise,                  numar capse 30                  Diametru exterior 34 mm cu inaltime agrafe deschise 5 mm si 2,2 mm inchise,                  numar capse 32</p>
3	Instrument sutura mecanica liniara endoscopica a <i>lot 44</i>	300 buc	<p>Instrument sutura mecanica liniara endoscopica                  -instrument sutura mecanica liniara endoscopica ce plaseaza doua randuri triple                  de agrafe si sectioneaza intre ele                  -instrument tip pistol, de unica folosinta ce poate fi reincarcat de pana la 25 de ori                  pentru un numar de maxim 25 trageri                  -tije de min 25cm lungime, de folosit pe trocar de max 16mm, cu buton de incarcare                  descarcare a rezervelor, cu pictograme                  -sistem de roatie a tijei si buton atasat pentru articularea rezervelor articulate                  -buton de deschidere a falcilor cu scala indicatoare a statusului din 15 in 15mm                  -buton de eliberare a tragerii - piedica                  -functioneaza cu rezerve de 30 mm, 45 mm si 60 mm drepte sau articulate</p>
4	Rezerva dreapta pentru instrument sutura mecanica liniara endoscopica a <i>lot 45</i>	150 buc	<p>Rezerva dreapta pentru instrument sutura mecanica liniara endoscopica                  - Rezerva dreapta de 30, 45 sau 60mm                  - Aplica doua randuri triple de agrafe din titan si sectioneaza intre ele                  - Pentru tesut vascular, standard, intermediar, gros si foarte gros                  - Lungimea liniei de sutura este mai lunga decat cea a sectiunii                  - Dimensiunea agrafelor de titan deschise de 2,5 mm, 3,5 mm, 4,2mm, 4,8 mm si 5mm                  cu inchidere la 1 mm, 1,5 mm, 1,8mm, 2mm si respectiv 2,35 mm</p>



5	Kit fixare plase hernie  LOT 46	300 buc	<p>Adeziv de piele, culoare albastru,  <i>Material:</i> n-butil-2-cianoacrilat monomeric  <i>Culori:</i>                  albastru – pentru utilizare laparoscopică și pentru o ușoară observare a cantității folosite  <i>Indicații:</i> adezivul se poate utiliza pentru închiderea plăgilor minore la piele fără suturare, închiderea pielii în cazul inciziilor endoscopice, sclerozare varice esofagiene și fundică, precum și pentru fixarea plaselor în herniile inghinale  <i>Avantaje:</i> închiderea plăgii într-un minut                  Bariera anti-bacteriană ce protejează plaga                  Depozitare la temperatura camerei                  Adezivul tisular este produs din enbucrilat monomer n-butil-2-cianoacrilat. Pentru o evaluare facilă a grosimii stratului ce a fost aplicat, este colorat în albastru cu vopsea D&amp;C violet Nr.2. Adezivul polimerizează rapid în contact cu țesutul conectiv.                  Kit-ul conține inclus aplicator laparoscopic pentru fixarea plaselor pentru hernie.                  Aplicatorul laparoscopic este format din canula și seringă. Unică indicație a produsului este fixarea plaselor pentru hernie. Metoda non-invazivă fiind foarte bine tolerată de pacient.                  Recuperare rapidă a pacientului.                  Nu conține componente de origine animală.                  Sistem rapid de pregătit și utilizat &lt;30 secunde.                  Material: Enbucrilat monomer n-butil-2-cianoacrilat                  Culoare: Albastru - vopsea D&amp;C violet Nr.2                  Sterilizare: Tehnica aseptica pentru flacon. Etilen Oxid pentru aplicator                  Depozitare: Depozitare la temperatura camerei                  Termen de Valabilitate: 2 ani                  Mod de Ambalare: Kit ce conține 2 flacoane adeziv albastru și un aplicator laparoscopic → 1 kit                  Kit ce conține 1 flacon adeziv albastru și un aplicator laparoscopic</p>

# SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA



• Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 156 Timișoara, jud. Timiș, Cod Postal 300723  
• Cod fiscal 4663448 • Telefon: +4 0256 433111 • Fax: +4 0256 486956  
• e-mail: judetean@hospim.ro • www.hospim.ro



			un aplicator laparoscopic → 5 kituri / cutie
--	--	--	---

S.L.DR.SORIN BARAC



AS.MED.PR.COORD.

